ANALIZA BIAŁEK

100016008

Laboratorium Analizy

Klient: FORGE PEPTIDES
Numer zamowienia: 100016008
Nazwa: CJC-1295 NO DAC&IPAMORELIN
Ilosc próbek: 1 fiolka

Numer partii: ------
Data przyjęcia: 2026-07-09
Data rozpoczęcia: 2026-07-13
Data zakończenia: 2026-07-23

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
CJC-1295 NO DAC Ipamorelin	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
CJC-1295 without DAC	CJC-1295 NO DAC&IPAMORELIN 10MG	------	------
Ipamorelin	CJC-1295 NO DAC&IPAMORELIN 10MG	------	------

Komentarz do badania

The test sample was applied in the amount of 3µl to the BioBasic 8 Thermo Scientific column. During the course of the analysis with the method a linear gradient in the solutions of H20 and Acetonitrile with the addition of 0.1% trifuluoroacetic acid, a peaks of the sought substances did not appeared. The actual state of the sample sent before the test is presented on the photo below

Zdjęcie badanej próbki



Hasło dostępu

3DPY215K

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875


Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

ANALIZA BIAŁEK

100016008

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

3DPY215K

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając